



CP2Joy IT CO. LTD

始創人: 張世豪 [BSc., HDip, P.Cert, HKBU MSc. Research AIS]

電話: (852) 9408 7930

網址: <http://www.cp2joy.com>

電郵: [cp2joy@gmail.com](mailto:cp2joy@gmail.com)

## CP2Joy – Joymouse 自動觸發鼠標點擊功能

系統自動化了較用時和用力的語音控制鼠標功能，並以全新的自動檢測鼠標位置狀態功能取而代之。系統能檢測使用者利用操縱桿所控制的鼠標在 2 秒內的位置狀態，然後自動發出鼠標點擊的指令。這些指令包括左鍵單擊，右鍵單擊，雙擊及拖動。使用操縱桿移動鼠標比 Tobii 的眼球控制鍵盤系統更快更靈敏。即使用戶在設定時選擇了雙擊或右鍵單擊，系統也可以靈活自動切換至其他功能，而無需用戶再次發出鼠標功能切換的指令。

雖然此系統似乎類似於 pointNclick 系統，但其實用戶體驗的鼠標拖動功能折然不同。pointNclick 系統在利用鼠標拖動物件和放下時，用家若打算在 Windows 系統上顯示功能表，就必需切換至右鍵單擊的指令才能達到效果。相對下，CP2Joy 的系統可以在此情況下自動切換鼠標左鍵，用戶控制鼠標點擊的速度就能更快，重複性的移動也能大大減少。

目標用戶：

- 肌肉萎縮症 ( MD )，不包括肌萎縮性脊髓側索硬化症 ( ALS )，簡稱漸凍人症
- 重度腦性麻痺
- 中風

好處：

-易於控制

-比 Tobii 設備便宜，並且無需每次都校準眼睛位置

系統示範影片

<https://youtu.be/NJZj37rcrwE>

<https://youtu.be/ykqNmn0Pk2E>

[https://youtu.be/IK3QE\\_6i9iQ](https://youtu.be/IK3QE_6i9iQ)

<https://youtu.be/YsLf2uUnr00>

截屏圖示：

